

EMBALAJE MÉDICO

BOLSAPACK • EMBALAJES PARA BAJA TEMPERATURA PLASMA (H₂O₂)/OE

Bolsas y rollos fabricados con Tyvek® y film plástico transparente. Impreso con indicador químico para baja temperatura.

BOLSA PLANA TYVEK®/FILM

Código	Medidas		U/Caja	Caja cm	Caja/Kg
MBT1160	75 x 210 mm	3,0" x 8,3"	1.000	16 x 22 x 15	2.4
MBT1161	100 x 280 mm	3,9" x 11,0"	1.000	16 x 22 x 15	4.1
MBT1162	150 x 320 mm	5,9" x 12,6"	1.000	31 x 33 x 15	7
MBT1163	200 x 420 mm	7,9" x 16,5"	350	43 x 21 x 11	4
MBT1164	250 x 500 mm	9,8" x 19,7"	350	28 x 60 x 12	6.5
MBT1165	320 x 560 mm	12,6" x 22,0"	400	41 x 59 x 11	10.5
MBT1166	400 x 580 mm	15,7" x 22,8"	350	41 x 59 x 11	12

ROLLO PLANO TYVEK®/FILM

Código	Medidas		U/Caja	Caja cm	Caja/Kg
MRT1171	75 mm x 70 m	3,0" x 230 Pies	4	31 x 25 x 22,5	3.5
MRT1172	100 mm x 70 m	3,9" x 230 Pies	4	41 x 21 x 22	4.5
MRT1174	150 mm x 70 m	5,9" x 230 Pies	4	37 x 34,0 x 21,5	6.5
MRT1175	200 mm x 70 m	7,9" x 230 Pies	2	41 x 21 x 22	4.5
MRT1176	250 mm x 70 m	9,8" x 230 Pies	2	43 x 26 x 22,5	6,0
MRT1177	300 mm x 70 m	11,8" x 230 Pies	2	37 x 21 x 34	6,0
MRT1180	350 mm x 70 m	13,8" x 230 Pies	1	41 x 21,8 x 23	3,6
MRT1178	400 mm x 70 m	15,7" x 230 Pies	1	41 x 21 x 22	4,5
MRT1179	500 mm x 70 m	19,7" x 230 Pies	1	52,5 x 18 x 18	6,0



Bolsa Tyvek®/Film



Bolsa Apertura



Rollo Tyvek®/Film



Tyvek® Indicador Plasma

EMBALAJES INDUSTRIALES

Imprimimos papel médico y films para los fabricantes de material sanitario, que precisan envasar sus productos en máquina automática. La experiencia y conocimiento de nuestros profesionales en la fabricación de los productos en stock, es un valor añadido cuando debemos cumplir las exigencias y requerimientos de nuestros clientes industriales.

TIPOS DE PRODUCTO

- Papel Médico
- Film pa/pp, pet/pp, pet/pe, pa/pe
- Tyvek®
- Marca Blanca

(Tyvek® es una marca registrada de DUPONT)