




Información de producto y de uso en varios idiomas



Cierre inviolable para cerrar la bolsa de modo definitivo, sin posibilidad de nueva apertura



Totalmente transparente, para permitir ver el contenido sin necesidad de abrir el embalaje. Visualización perfecta del producto interior. Con un recuadro en blanco en el exterior, que permite la escritura

CARACTERÍSTICAS

- Protección adicional para la bolsa estéril
- Excelente transparencia
- Textos en varios idiomas
- Con recuadro para escribir
- Con amplia solapa de cierre
- Con cierre auto adhesivo
- No contiene látex
- Con antideslizante
- Amplia gama de tamaños

BOLSA PROTECTORA

Bolsas de plástico transparentes diseñadas para proteger y prevenir el deterioro de los embalajes estériles. También pueden utilizarse como una protección extra durante el transporte de estos embalajes, para prevenir roturas y daños. Disponen de una franja blanca que permite rotular información adicional. Se fabrican con PE y se cierran con una cinta adhesiva inviolable. Este producto se considera de un solo uso y se fabrica en conformidad con los requisitos de la norma ISO 11607.

BOLSADUST está disponible en las siguientes medidas:

Código	Medidas		U/Caja	Caja/cm	Caja/Kg
MBDUST001	150 x 250 mm	6 x 10"	500	56 x 45 x 4	2,7
MBDUST002	200 x 300 mm	8 x 12"	500	56 x 45 x 4	4,3
MBDUST003	250 x 400 mm	10 x 16"	250	56 x 45 x 4	3,5
MBDUST004	300 x 500 mm	12 x 20"	250	61 x 45 x 4	5,4
MBDUST005	400 x 550 mm	16 x 22"	100	43 x 45 x 4	2,8
MBDUST006	400 x 760 mm	16 x 30"	100	43 x 45 x 4	3,8
MBDUST007	420 x 700 mm	17 x 28"	100	43 x 45 x 4	3,8
MBDUST008	500 x 670 mm	20 x 26"	100	56 x 45 x 4	4,8
MBDUST009	550 x 750 mm	22 x 30"	100	56 x 45 x 4	5,5
MBDUST010	600 x 760 mm	24 x 30"	100	61 x 45 x 4	5,9