bolsaplast

BOLSAPOCKET •





Material suave y maleable, que permite se pueda doblar sin marcas y con suavidad

BOLSA ORGANIZADORA

Bolsas con separadores, en color azul y ventanas transparentes, especiales para distribuir los productos en los contenedores metálicos, en embalajes flexibles (bolsas/rollos) o en las zonas de esterilización. También pueden utilizarse como una protección extra durante el transporte de instrumental, para prevenir roturas y daños. Al disponer de ventanas separadoras, pueden clasificarse los materiales y su almacenaje y distribución se optimiza. Este producto se considera de un solo uso y es importante destacar que no se trata de un sistema de barrera estéril.

CARACTERÍSTICAS

- Ventanas de diferentes tamaños
- Fácil identificación de los instrumentos
- Se puede enrollar para ocupar menos espacio

Este producto se encuentra disponible en la siguiente medida:

07.11		11/0 1	0 : "/
Codigo	Medidas	U/Caja	Caja/Kg
MBPOCKET001	500 x 210 mm 19.7" x 8.3"	300	3.7

bolsaplast medical











