

# BOLSACREPE



Excelente calidad de papel crepado en color verde. Material suave y maleable, que permite se pueda doblar sin marcas y con suavidad.



Tanto para uso individual como para envolturas dobles.

## PAPEL CREPADO VERDE

Hojas de papel crepado de 60 gramos, en color verde para el empaquetado y esterilización de productos médicos, especialmente en hospitales, centros médicos, centros veterinarios, centrales de esterilización, etc. También se utiliza para protección de bandejas esterilizables y envolturas dobles, como complemento de otros materiales.

Se fabrican con material de celulosa 100% y son conformes a la norma ISO 11607-1 y EN 868-2. Se utilizan para envolver materiales y dispositivos médicos que deben ser sometidos a procesos de esterilización.

Estos productos se consideran de un solo uso y pueden esterilizarse tanto por Vapor, como Óxido de Etileno, Formaldehído o por Radiación.

## CARACTERÍSTICAS

- Material suave, maleable
- Excelente barrera bacteriana
- Resistente a los líquidos
- Amplia gama de tamaños

Este producto se encuentra disponible en las siguientes medidas:

**bolsaplast**medical

| Código     | Medidas        |          | U/Caja | Caja/cm       | Caja/Kg |
|------------|----------------|----------|--------|---------------|---------|
| MCREPV500  | 500 x 500 mm   | 19 x 19" | 702    | 52 x 52 x 11  | 11,0    |
| MCREPV600  | 600 x 600 mm   | 23 x 23" | 702    | 62 x 62 x 11  | 15,1    |
| MCREPV750  | 750 x 750 mm   | 29 x 29" | 348    | 82 x 41 x 11  | 11,8    |
| MCREPV900  | 900 x 900 mm   | 35 x 35" | 252    | 92 x 38 x 12  | 12,2    |
| MCREPV1000 | 1000 x 1000 mm | 39 x 39" | 252    | 102 x 38 x 12 | 15,1    |
| MCREPV1200 | 1200 x 1200 mm | 47 x 47" | 126    | 122 x 38 x 85 | 10,8    |