

BOLSACREPE



Excelente calidad de papel crepado en color verde. Material suave y maleable, que permite se pueda doblar sin marcas y con suavidad.



Tanto para uso individual como para envolturas dobles.

PAPEL CREPADO VERDE

Hojas de papel crepado de 60 gramos, en color verde para el empaquetado y esterilización de productos médicos, especialmente en hospitales, centros médicos, centros veterinarios, centrales de esterilización, etc. También se utiliza para protección de bandejas esterilizables y envolturas dobles, como complemento de otros materiales.

Se fabrican con material de celulosa 100% y son conformes a la norma ISO 11607-1 y EN 868-2. Se utilizan para envolver materiales y dispositivos médicos que deben ser sometidos a procesos de esterilización.

Estos productos se consideran de un solo uso y pueden esterilizarse tanto por Vapor, como Óxido de Etileno, Formaldehído o por Radiación.

CARACTERÍSTICAS

- Material suave, maleable
- Excelente barrera bacteriana
- Resistente a los líquidos
- Amplia gama de tamaños

Este producto se encuentra disponible en las siguientes medidas:

bolsaplastmedical

Código	Medidas		U/Caja	Caja/cm	Caja/Kg
MCREPV500	500 x 500 mm	19 x 19"	750	52 x 52 x 11	11,2
MCREPV600	600 x 600 mm	23 x 23"	750	62 x 62 x 11	16,2
MCREPV750	750 x 750 mm	29 x 29"	348	82 x 41 x 11	11,8
MCREPV900	900 x 900 mm	35 x 35"	252	92 x 38 x 12	12,2
MCREPV1000	1000 x 1000 mm	39 x 39"	252	102 x 38 x 12	15,0
MCREPV1200	1200 x 1200 mm	47 x 47"	126	122 x 38 x 85	10,0