

### EMPRESA

Creando bolsas de calidad desde 1962, desarrollando nuevos conceptos y aplicaciones.


### PRODUCTOS

Bolsas a medida para cada cliente. Neutras o con diseños personalizados. Amplia gama de formatos y accesorios:

- De 3 soldaduras
- Con soldadura dorsal
- Con fuelle
- Doypack (Stand UP)
- Con autocierre o zip
- Con uñero o abrefácil

### CALIDAD Y SERVICIO

Estas son nuestra máximas prioridades. Una calidad concertada y un servicio personalizado. Un contacto directo para un servicio de calidad.



**bolsaplast**medical



Impresión de logos biorriesgo y de información de uso



Excelente bolsa de calidad, con fácil visualización de textos y del indicador de VAPOR. En color rojo, para identificación de riesgo

## BOLSA BIORRIESGO

Bolsa especial de seguridad, fabricada con poliprolileno de alto gramaje.

Se utiliza para la recogida, transporte y procesado de materiales y productos contaminados. Debido a su color, son de fácil reconocimiento para el personal sanitario, lo que facilita su uso y procesado.

Dispone de un indicador de proceso por vapor, que cambia a color oscuro cuando la bolsa ha pasado por un proceso de esterilización. También se incluye en la bolsa el símbolo internacional de biorriesgo, lo que permite una fácil interpretación del uso al que se la destina.

El sellado grueso en la parte inferior, confiere a la bolsa una resistencia impecable al desgarrar y a la rotura, evitando el riesgo de pérdidas.

El producto está disponible en 2 medidas:

Código	Medidas		U/Caja	Caja cm	Caja/KG
93534200	64 x 90 cm	25,2" x 35,4"	200	37 x 65 x 11	10,5
93534201	80 x 100 cm	31,5" x 39,4"	200	52 x 4 x 12	12